



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3898.206
Artikelbeschreibung	Multi-Safe medi, 6 l, Material: PP, Öffnung: rund, Höhe: 195 mm, 21 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschluss	flacher Verschluss
Ausführung	mit montiertem Bügel
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Maße

Volumen max	6 l
Durchmesser des Bodens	190 mm
Durchmesser des Deckels	230 mm
Durchmesser der Öffnung	88 mm
Höhe des Produktes	195 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	21
Stück pro Innenkarton	21
Stück pro Karton	21
Stück pro Palette	336
Volumen des Umkartons	0,0922 cbm
Gewicht des Produktes	0,3472 kg
Gewicht des Umkartons	8 kg
EAN des Innenkartons	4038917543453
EAN des Umkartons	4038917543460

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

