



LMA SureSeal™ PreCurved

Ein Produkt der ersten Generation mit anatomisch gebogenem Beatmungstubus für maximale Insertions-Erfolgsraten.

- ▶ In 3 Erwachsenengrößen erhältlich
- ▶ Silikon-Cuff ermöglicht ein sanftes Platzieren
- ▶ Steriles Einmalprodukt
- ▶ Ermöglicht das sanfte Aufwachen aus der Narkose
- ▶ Stege zum Schutz der Atemwege vor einer Blockade durch die Epiglottis
- ▶ Geringer Druck auf die Schleimhaut bei gleichzeitig guter Abdichtung durch den weichen Cuff
- ▶ Kontrollballon zur präzisen Anzeige der Befüllung
- ▶ Praktische Tiefenmarkierungen zur Lagekontrolle
- ▶ Bedingt MR-tauglich
- ▶ Ohne Naturkautschuklatex hergestellt

First Seal™

LMA SureSeal™ PreCurved bietet gemessene oropharyngeale Leckagedrücke von bis zu 20 cm H₂O.

Der First Seal™ ist wichtig für:

- ▶ Die Beatmungsleistung
- ▶ Erweiterte Anwendungen des Produkts beispielsweise bei reduzierter thorakaler Compliance, bei leicht bis moderat adipösen Patienten und bei bestimmten Verfahren, die eine maschinelle Beatmung erfordern, wenn höhere Abdichtungsdrücke benötigt werden



LMA SureSeal™ PreCurved: Spezifikationen

	Größe		
	3	4	5
Konnektor am Beatmungstubus	15 mm Normkonnektor (männlich, ISO 5356-1)		
Ventil zum Befüllen	Luer-Konus (ISO 594-1)		
Innenvolumen des Atemsystems	19 ml	19 ml	27 ml
Druckabfall	< 1,6 cm H ₂ O bei 60 l/min	< 1,6 cm H ₂ O bei 60 l/min	< 1,6 cm H ₂ O bei 60 l/min
Min. Zahnabstand	29 mm	30 mm	34 mm
Tubuslänge	22,0 cm	22,0 cm	24,0 cm

LMA SureSeal™ PreCurved: Produktspezifikation

Größe der Maske	Art. Nr.	Größe des Patienten	Maximales Cuffvolumen (Luft)*
3	145030	Erwachsene 30-50 kg	20 ml
4	145040	Erwachsene 50-70 kg	30 ml
5	145050	Erwachsene 70-100 kg	40 ml

*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.



Vertrieb durch:

Deutschland

Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

Österreich

Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

Schweiz

Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

RBK-0501-000 Rev B DE 201407

TELEFLEX HEADQUARTERS INTERNATIONAL, IRELAND
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Ireland
Tel.: +353 (0)9 06 46 08 00 Fax: +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com



Hersteller:

The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles



Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
auf dieser Webseite aufmerksam durch:
www.LMACO.com

Teleflex www.teleflex.com LMA www.lmaco.com

Copyright © 2014 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. LMA, LMA SureSeal PreCurved, First Seal, LMA Better by Design sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seiner Tochtergesellschaften.

94 07 20 - 00 00 00 - REV B - LMA / SF - 10 14 02

Literatur:

1. Van Zundert A., Brimacombe J.
Anaesthesia 2008; **63**: 202-213.



**Klinische
Literatur**



Aktuelle klinische
Literatur zur LMA
SureSeal™
PreCurved

www.lmaco.com/evidence



Aktuellste digitale
Fallberichte,
Lehrvideos und
Empfehlungen
von Ärzten

[www.youtube.com/
LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Aktuelle Neuigkeiten
von LMA

[www.facebook.com/
LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)

LMA™
Better by Design



Produktinformationen
und Zugang zu
den Gebrauchs-
anweisungen

www.lmaco.com

Teleflex



Informationen zu
weiteren Produkten
im Teleflex Produkt-
portfolio

www.teleflex.com

Teleflex