



LMA Unique™

Die Original-Larynxmaske für den Einmalgebrauch.



Die LMA Unique™ ist eine vielseitige Atemwegshilfe der ersten Generation für den Einmalgebrauch mit Epiglottissteg, die jedes Jahr bei Millionen von Operationen eingesetzt wird.

- ▶ In sieben Größen (Neugeborene bis große Erwachsene) erhältlich
- ▶ Ohne Naturlatex hergestellt, steril, für den Einmalgebrauch
- ▶ Epiglottissteg zur Verhinderung der Blockierung des Atemwegs durch die Epiglottis ¹
- ▶ Weicher flexibler Cuff
- ▶ Ermöglicht das sanfte Aufwachen aus der Narkose ²
- ▶ Minimale hämodynamische Reaktion ²
- ▶ Teil des ASA-Algorithmus für schwierige Atemwege ³

Erwägen Sie die Verwendung der LMA Unique™ im/in:

- ▶ OP
- ▶ Reanimationswagen
- ▶ Notaufnahmen
- ▶ Der Präklinik
- ▶ Ambulanzen



„Zu den Vorteilen gegenüber dem ETT zählen: schnellere und einfachere Platzierung durch unerfahrenes Personal; schnelle Platzierung durch Anästhesisten; bessere hämodynamische Stabilität bei der Einleitung der Narkose und beim Aufwachen; minimaler Anstieg des Augeninnendrucks nach dem Einführen; reduzierter Anästhetikaverbrauch für Atemwegstoleranz; geringere Hustenhäufigkeit beim Aufwachen; bessere Sauerstoffsättigung beim Aufwachen und niedrigere Inzidenz von Rachenschmerzen bei Erwachsenen.“

Brimacombe J., 1995



Inflations-
kontrollballon

15-mm-Konnektor

Luftzuführungsschlauch

Atemwegstubus

Epiglottisstege

Cuff



LMA Unique™: Produktspezifikation

Größe der Maske	Produktcode	Größe des Patienten	Maximales Cuffvolumen (Luft)*
1	125010	Neugeborene/Säuglinge bis 5 kg	4 ml
1,5	125015	Kleinkinder 5-10 kg	7 ml
2	125020	Kleinkinder/Kinder 10-20 kg	10 ml
2,5	125025	Kinder 20-30 kg	14 ml
3	125030	Kinder 30-50 kg	20 ml
4	125040	Erwachsene 50-70 kg	30 ml
5	125050	Erwachsene 70-100 kg	40 ml

*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cmH₂O zu füllen.

Vertrieb:

c2 medical GmbH
Tel. +49 (0)800 7896666
info@c2med.de
www.c2med.de

PAF-2502-005 Rev A DE 201312

TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irland
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflexmedical.com



Hergestellt von:
The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychellen



Ziehen Sie die Gebrauchsanweisung
auf der folgenden Homepage zu Rate:
www.LMACO.com



Printed on paper from
sustainable sources

Teleflex www.teleflex.com LMA International www.lmaco.com

Copyright © 2013 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. LMA, LMA Unique, LMA Better by Design sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seiner Tochtergesellschaften.

94 06 92 - 00 00 00 - REV A · LMA / PDF · 04 14 PDF

Verweise:

1. Borland M. et al. Emergency Medicine Australasia 2008; **20**: 515-520.
2. Wolfe T.R., Macfarlane T.C. American Journal of Emergency Medicine 2006; **24**: 343-346.
3. Holsti M. et al. Pediatric Emergency Care 2007; **23** (3): 148-153.
4. Talon M. et al., J Burn Care Research 2009; **30**: 599-605.
5. Pires A. et al. J Pharm Pharmaceut Sci 2009; **12** (3): 288-311.
6. Ahmad S. et al. Lancet 2006; **367**: 1591-1597.



**Clinical
evidence**



Aktuellste klinische
Evidenz zum LMA
MAD Unique™

www.lmaco.com/evidence



Aktuellste
Lehrvideos und
Empfehlungen
von Ärzten

[www.youtube.com/
LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Aktuelle Neuigkeiten
von LMA

[www.facebook.com/
LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)

LMA™
Better by Design



Produktinformationen
und Zugang zu den
Gebrauchsanleitungen

www.lmaco.com

Teleflex



Informationen zu
weiteren Produkten
des Teleflex
Portfolio

www.teleflex.com

Teleflex