



Ambu REACH-Produktübersicht bezüglich der gelisteten SVHC-Substanzen und des Latexinhalts

Nach Angaben der Europäischen Chemikalienverordnung (REACH) ist Ambu verpflichtet, über die Produkte, die SVHC-Substanzen (besonders besorgniserregende Substanzen) in den Konzentrationen über 0,1 % (w / w) zu informieren.

Die Europäische Medizinprodukterichtlinie empfiehlt eine Kennzeichnung wenn das Medizinprodukt folgende Bedingungen erfüllt:

- Enthält klassifizierte Phthalate, die klassifiziert sind UND
- **sollen** Arzneimitteln, Körperflüssigkeiten oder andere Substanzen dem Körper zu- oder abgeführt werden, oder Produkte die zum Transport und zur Lagerung solcher Körperflüssigkeiten oder Substanzen bestimmt sind.

In der Tabelle sind ebenfalls alle Produkte aufgeführt die Naturkautschuk enthalten.

- Alle betroffenen Produkte werden mit einem entsprechenden Symbol (rechte Seite) gekennzeichnet.

Produkt	Inhalt SVHC über 0,1% (w / w) und Beschreibung der Substanz	Naturkautschuk Latex	Symbol am Produktetikett
Patient Monitoring & Diagnostics			
Ambu® BlueSensor Elektroden	Nein	Nein	
Ambu® WhiteSensor Elektroden	Nein	Nein	
Ambu® Neuroline Elektroden	Nein	Nein	
Ambu® Neuroline Corkscrew	Nein	Nein	
Ambu® Neuroline Monopolare/Konzentrische Kabel	Nein	Nein	
Ambu® Neutralect - Neutralelektroden	Nein	Nein	
Airway Management			
Ambu® aScope™	Nein	Nein	
Ambu® aScope™ Monitor	Nein	Nein	
Ambu® aView™	Nein	Nein	
King Vision Videolaryngoskop	Nein	Nein	
King Vision aBlade Videolaryngoskop	Nein	Nein	
King Vision Videoausgangskabel	Ja, DEHP	Nein	
Ambu® Einweg-Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® UltraSeal Erwachsene (4-5-6)	Ja, DEHP	Nein	
Ambu® UltraSeal Kinder (0-1-2-3)	Nein	Nein	
Ambu® King Mask	Nein	Nein	
Ambu® King Mask Aromamasken	Nein	Nein	
Ambu® Open Cuff Silikon-Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® Transparente Silikon-Gesichtsmaske	Nein	Nein	
Ambu® Transparente Gesichtsmaske	Nein	Ja	
Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel	Nein	Nein	
Ambu® Mark IV	Nein	Nein	
Ambu® Mark IV Baby	Nein	Nein	
Ambu® Oval Plus Silikon-Beatmungsbeutel	Nein	Nein	
Ambu® Mark III	Nein	Ja	

Produkt	Inhalt SVHC über 0,1% (w / w) und Beschreibung der Substanz	Naturkautschuk Latex	Symbol am Produktetikett
Ambu® AuraOnce™	Nein	Nein	
Ambu® Aura-i™	Nein	Nein	
Ambu® AuraFlex™	Nein	Nein	
Ambu® Aura40™	Nein	Nein	
Ambu® Cuffdruckmesser	Nein	Nein	
Emergency Care			
Ambu® PEEP Ventile	Nein	Nein	
Ambu® Einweg-Manometer	Nein	Nein	
Ambu® TubeChek	Ja, DEHP	Nein	
Ambu® Endotrachealtubushalter	Nein	Nein	
Ambu® LifeKey	Nein	Nein	
Ambu® ResKey	Nein	Nein	
Ambu® ResCue Taschenmaske	Nein	Nein	
Ambu® Res-Cue Pump	Nein	Nein	
Ambu® Twin Pump	Nein	Nein	
Ambu® Perfit ACE	Nein	Nein	
Ambu® Mini Perfit ACE	Nein	Nein	
Ambu® Perfit	Nein	Nein	
Ambu® Redi-ACE	Nein	Nein	
Ambu® Redi-ACE Mini	Nein	Nein	
Ambu® Head Wedge	Nein	Nein	



Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH

In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de