

SURE SEAL

LARYNXMASKE MIT CUFF PILOT™ ZUM EINMALGEBRAUCH

Der SURE SEAL vereint alle Merkmale, die eine hochqualitative Larynxmaske auszeichnen (weiches und flexibles Material), und vermeidet gleichzeitig das Infektionsrisiko, das mit einer Resterilisation einhergeht. Er bietet darüber hinaus ein einzigartiges Cuff-Überwachungsinstrument, das die Versorgung des Patienten einfacher und sicherer macht: den Cuffpilot.

- latexfrei
- steril




LARYNXMASKE MIT CUFF PILOT™, SILIKONBALLON, PVC-TUBUS

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105200	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE	10							5



LARYNXMASKE MIT CUFF PILOT™, 100% SILIKON

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105210	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE	10							5



LARYNXMASKE MIT CUFF PILOT™, SPIRALARMIERT, 100% SILIKON

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105220	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE	10							5

GRÖSSE	BESCHREIBUNG & KÖRPERGEWICHT		EIN- UND MEHRWEGMASKEN		EIN- UND MEHRWEGMASKEN, SPIRALARMIERT		MAX. CUFFVOLUMEN
			I.D. MM	O.D. MM	I.D. MM	O.D. MM	
1	weiß	Neugeborene/Säuglinge bis 5 kg	5,3	8	5	7	5 ml
1.5	orange	Kleinkinder 5–10 kg	6,1	10	5	7	7 ml
2	violette	Kleinkinder/Kinder 10–20 kg	7,0	11	5,1	9	10 ml
2.5	blau	Kinder 20–30 kg	8,4	13	6,1	10	15 ml
3	grün	Kinder 30–50 kg	10	15	7,6	11	20 ml
4	gelb	Erwachsene 50–70 kg	10	15	7,6	11	35 ml
5	rot	Erwachsene 70–100 kg	11,5	17	8,7	12	48 ml
6	rosa	Erwachsene > 100 kg	11,5	17	8,7	12	50 ml

**WIEDERVERWENDBARE
LARYNXMASKE MIT
STANDARD-KONTROLLBALLON**


Unsere wiederverwendbare Standard-Laryngealmaske vereint alle Merkmale in sich, die für einfaches und sicheres Einführen sowie eine gute Abdichtung während des gesamten Eingriffs erforderlich sind.

- latexfrei

**LARYNXMASKE MIT
STANDARD-KONTROLLBALLON
ZUM EINMALGEBRAUCH**


Diese Maske bietet Ihnen die Merkmale und Qualität, die Sie von Teleflex für diese neue Reihe an Larynxmasken erwarten dürfen: Hervorragende Materialien und ein ausgezeichnetes Design ermöglichen es Ihnen, sich auf die Atmung des Patienten zu konzentrieren anstatt auf die Maske.

- latexfrei
- steril




LARYNXMASKE, WIEDERVERWENDBAR, 100% SILIKON

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105000	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE								2




LARYNXMASKE, SPIRALARMIERT, WIEDERVERWENDBAR, 100% SILIKON

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105010	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE								2



LARYNXMASKE, SILIKONBALLON, PVC-TUBUS

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105300	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE	10						5	



LARYNXMASKE, 100% SILIKON

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105310	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE	10						5	



LARYNXMASKE, SPIRALARMIERT, 100% SILIKON

ART. NR.	GRÖSSE 1	GRÖSSE 1,5	GRÖSSE 2	GRÖSSE 2,5	GRÖSSE 3	GRÖSSE 4	GRÖSSE 5	GRÖSSE 6
105320	-000010	-000015	-000020	-000025	-000030	-000040	-000050	-000060
VE	10						5	