




Solus™ Curve

Die Larynxmaske mit anatomisch geformtem Airway-Tubus



Airway Management ▪ Larynxmasken



Solus™ Curve Larynxmaske

Solus Curve verbindet alle klassischen Elemente einer Larynxmaske mit anatomisch gebogenem Design und dem entsprechenden Einführverhalten.

Wie alle unsere Larynxmasken ist Solus Curve ein latexfreies Einwegprodukt und wird steril geliefert.

Informationen auf einen Blick

Auch nach Einführung gut sichtbar



Integrierte Cuff-Leitung

Reduzierte Beschädigungsgefahr

Qualitätsventil

Sichert die Integrität des Cuffs

Vorgeformt

Krümmung entspricht der menschlichen Anatomie

Reibungsarmes Material

Atraumatisches Einführen und Entfernen

Klassische Cuff-Form

Bewährt und verlässlich



Video verfügbar auf www.intersurgical.com



Artikelnr.	Produkt	Gr.	Gewicht	VE
8005050	Solus Curve Larynxmaske, Erwachsene groß	5	70+kg	20
8004050	Solus Curve Larynxmaske, Erwachsene medium	4	50–70kg	20
8003050	Solus Curve Larynxmaske, Erwachsene klein	3	30–50kg	20



Steril geliefert

IS6.12 • Issue 1 08.16



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

UK ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Netherlands
Sweden ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic ▪ South Africa
China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philipines ▪ USA ▪ Australia



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 13485.