



Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske Mittlere Konzentration

Angenehm für Patienten. Angenehm für die Umwelt.



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ O₂-Therapie



Intersurgical **EcoLite™** Sauerstoffmaske mittlere Konzentration

Durchdacht bis ins Detail

Wir freuen uns, Ihnen eine neue Generation der Eco-Sauerstoffmaske vorstellen zu können. Unsere erste PVC-freie Sauerstoffmaske war ein großer Erfolg bei Anwendern und Patienten und wurde millionenfach verkauft. Die neue EcoLite™ Maske basiert auf unserem traditionellen Eco-Design, bietet jedoch weitere Vorteile.

Die Kinnpartie der EcoLite hat zwei integrierte Einbuchtungen, die eine optimale Abdichtung bei unterschiedlichsten Gesichtsformen ermöglichen.

Angenehm für Patienten

Die EcoLite Maske ist unglaublich leicht, hat eine weiche Abdichtung aus thermoplastischem Elastomer und lässt sich wahlweise über- oder unterhalb der Ohren tragen.

Angenehm für die Umwelt

Wir engagieren uns für eine nachhaltige Umweltpolitik und die Entwicklung "grüner" Alternativprodukte. So ist die negative Umwelteinwirkung bei Einsatz unserer EcoLite-Maske™ um 28% geringer als bei einer konventionellen Maske. Achten Sie auf unser grünes Eco-Logo: Intersurgical bietet ein stetig wachsendes Sortiment PVC-freier Produkte an.



Mehr zum
Eco-Sortiment

www.intersurgical.de/info/eco

Gekrümmter Nasensteg

Verhindert, dass Sauerstoff in die Augen des Patienten gerät

Kein Nasenclip aus Metall

MRT-kompatibel

Leichter

50% leichter als eine konventionelle PVC-Maske

Grüner

Geringere Umweltbelastung durch Verzicht auf PVC

Weiche Abdichtung

Erhöhter Patientenkomfort


Sitz unter den Ohren möglich

Ideal bei Langzeittherapien, um Druckstellen und Trauma zu verhindern

O₂

Einbuchtungen in Kinnpartie

Erleichtern die Anpassung an viele Gesichtsformen



Artikelnr.	Produkt	VE
1136015	EcoLite™ Sauerstoffmaske mittlere Konzentration für Erwachsene	55 
1135015	EcoLite™ Sauerstoffmaske mittlere Konzentration für Erwachsene, mit O2-Schlauch 2.1m	40 

 Material mit geringerer Umweltbelastung

ISO 10.16 • Issue 5 05.14



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

UK • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Netherlands
Sweden • Lithuania • Russia • Czech Republic • South Africa
China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Australia



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 13485.