


## AGT-TRACHEALTUBUS ORAL

### GLASKLARER ANATOMISCH VORGEFORMTER TUBUS AUS PVC MIT NIEDERDRUCK-CUFF

oral, 1 Auge  
Größen: I.D. 3,5–9,0 mm

halb aufgeschobener Konnektor, eingezogene atraumatische Spitze, durchgehende Röntgenlinie, graduiert, mit Niederdruck-Cuff, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzenansätze


- latexfrei
- steril



#### AGT-TRACHEALTUBUS, ORAL

**RÜSCH**

ART. NR.	PZN	BESTELLGR./I.D.	O.D.	CUFF Ø	LÄNGE*	VE
111780	06636555	3,5 mm	5,3 mm	11 mm	120 mm	10
	06636561	4,0 mm	6,0 mm	11 mm	130 mm	
	06636578	4,5 mm	6,3 mm	13 mm	145 mm	
	06636584	5,0 mm	6,7 mm	13 mm	155 mm	
	06636590	5,5 mm	7,3 mm	16 mm	165 mm	
	06636609	6,0 mm	8,0 mm	18 mm	180 mm	
	06636615	6,5 mm	8,7 mm	20 mm	190 mm	
	06636621	7,0 mm	9,3 mm	24 mm	200 mm	
	06636638	7,5 mm	10,0 mm	26 mm	210 mm	
	06636644	8,0 mm	10,7 mm	26 mm	220 mm	
	06636650	8,5 mm	11,3 mm	28 mm	230 mm	
	06636667	9,0 mm	12,0 mm	28 mm	240 mm	



#### AGT-TRACHEALTUBUS, ORAL

**RÜSCH**

ART. NR.	PZN	BESTELLGRÖSSE/I.D.	O.D.	O.D. (CH.)	LÄNGE*	EMPFOHLENE GRÖSSE FÜR	VE
100180	06636302	3,0 mm	4,0 mm	Ch. 12	105 mm	Neugeborene	10
	06636319	3,5 mm	4,7 mm	Ch. 14	120 mm	1–6 Monate	
	06636325	4,0 mm	5,3 mm	Ch. 16	130 mm	0,5–1 Jahr	
	06636331	4,5 mm	6,0 mm	Ch. 18	145 mm	1–2 Jahr	
	06636348	5,0 mm	6,7 mm	Ch. 20	155 mm	2–4 Jahr	
	06636354	5,5 mm	7,3 mm	Ch. 22	165 mm	4–6 Jahr	
	06636360	6,0 mm	8,0 mm	Ch. 24	180 mm	6–8 Jahr	
	06636377	6,5 mm	8,7 mm	Ch. 26	190 mm	8–9 Jahr	
	06636383	7,0 mm	9,3 mm	Ch. 28	200 mm	älter als 9	

\* Längenangaben siehe Zeichnung