

RÜSCHFLEX

VORGEFORMTER SPIRAL-TRACHEALTUBUS, GEBOGEN, AUS PVC MIT NIEDERDRUCK-CUFF

nasal/oral

Größen: I.D. 3,5–10,0 mm

weißer eingeklebter Konnektor, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzenansätze, X-ray, graduiert, schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe, auch mit integriertem FlexiSlip Einführungsmandrin erhältlich (einzeln bestellbar, Art. Nr. 503700, siehe Seite 50)

- latexfrei
- steril



Magill, Art. Nr. 104201
Größen: I.D. 3,5–10,0 mm



Magill, mit FlexiSlip,
Art. Nr. 104203
Größen: I.D. 5,0–9,0 mm



RÜSCHFLEX

RÜSCH

ART. NR.	BESTELLGRÖSSE/I.D.	O.D.	LÄNGE* MAGILL 104201/104203	LÄNGE* MURPHY 104202/104204	VE
104201, Magill Größen: I.D. 3,5–10,0 mm	3,5 mm	5,8 mm	228 mm	229 mm	5
	4,0 mm	6,3 mm	235 mm	237 mm	
104203, Magill mit FlexiSlip Größen: I.D. 5,0–9,0 mm	4,5 mm	6,8 mm	256 mm	259 mm	
	5,0 mm	7,3 mm	319 mm	321 mm	
	5,5 mm	7,8 mm	319 mm	322 mm	
	6,0 mm	8,4 mm	326 mm	329 mm	
	6,5 mm	9,0 mm	330 mm	334 mm	
	7,0 mm	9,6 mm	349 mm	352 mm	
	7,5 mm	10,2 mm	353 mm	356 mm	
104202, Murphy, 1 Auge Größen: I.D. 3,5–10,0 mm	8,0 mm	10,8 mm	360 mm	364 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	384 mm	388 mm	
	9,0 mm	11,9 mm	393 mm	398 mm	
104204, Murphy mit FlexiSlip Größen: I.D. 5,0–9,0 mm	9,5 mm	12,4 mm	394 mm	399 mm	
	10,0 mm	12,9 mm	395 mm	399 mm	



* Längenangaben ohne Konnektor