


AGT-TRACHEALTUBUS NASAL


GLASKLARER ANATOMISCH VORGEFORMTER AGT-TUBUS AUS PVC MIT NIEDERDRUCK-CUFF
nur nasal, 1 Auge
Größen: I.D. 3,5–8,0 mm

halb aufgeschobener Konnektor, eingezogene atraumatische Spitze, durchgehende Röntgenlinie, gradu-iert, mit Niederdruck-Cuff, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzenansatz

- latexfrei
- steril



AGT-TRACHEALTUBUS, NASAL						RÜSCH
ART. NR.	PZN	BESTELLGRÖSSE/I.D.	O.D.	CUFF Ø	LÄNGE*	VE
111781	06636673	3,5 mm	5,3 mm	11 mm	160 mm	10
	06636696	4,0 mm	6,0 mm	11 mm	185 mm	
	06636704	4,5 mm	6,3 mm	13 mm	220 mm	
	06636710	5,0 mm	6,7 mm	13 mm	235 mm	
	06636727	5,5 mm	7,3 mm	16 mm	245 mm	
	06636733	6,0 mm	8,0 mm	18 mm	260 mm	
	06636756	6,5 mm	8,7 mm	20 mm	270 mm	
	06636762	7,0 mm	9,3 mm	24 mm	280 mm	
	06636779	7,5 mm	10,0 mm	26 mm	290 mm	
	06636785	8,0 mm	10,7 mm	26 mm	300 mm	



GLASKLARER ANATOMISCH VORGEFORMTER TUBUS AUS PVC OHNE CUFF
nur nasal, 2 Augen
Größen: I.D. 3,0–7,0 mm

halb aufgeschobener Konnektor, eingezogene atraumatische Spitze, durchgehende Röntgenlinie, gradu-iert

- latexfrei
- steril

AGT-TRACHEALTUBUS, NASAL						RÜSCH
ART. NR.	BESTELLGRÖSSE/I.D.	O.D.	O.D. (CH.)	LÄNGE*	EMPF. GRÖSSE FÜR	VE
100181	3.0 mm	4.0 mm	Ch. 12	115 mm	Neugeborene	10
	3.5 mm	4.7 mm	Ch. 14	140 mm	1–6 Monate	
	4.0 mm	5.3 mm	Ch. 16	155 mm	0.5–1 Jahr	
	4.5 mm	6.0 mm	Ch. 18	180 mm	1–2 Jahr	
	5.0 mm	6.7 mm	Ch. 20	190 mm	2–4 Jahr	
	5.5 mm	7.3 mm	Ch. 22	195 mm	4–6 Jahr	
	6.0 mm	8.0 mm	Ch. 24	205 mm	6–8 Jahr	
	6.5 mm	8.7 mm	Ch. 26	210 mm	8–9 Jahr	
	7.0 mm	9.3 mm	Ch. 28	215 mm	älter als 9	

* Längenangaben siehe Zeichnung