

# RÜSCH

RÜSCH SAFETY SILK SERIE:  
EIN HAUCH VON WEICHER SEIDE



**Teleflex**  
MEDICAL

## SAFETY SILK SERIE. EIN HAUCH VON WEICHER SEIDE.

Teleflex hat für Ihre anspruchsvollsten Patienten sowie für den täglichen Gebrauch eine neue Palette von Endotrachealtuben entwickelt, die in jeder Situation alle Anforderungen erfüllen. Wir wollen Ärzte darin unterstützen, ihre Patienten bestmöglich zu versorgen, indem wir ihnen Produkte zur Verfügung stellen, die für noch einfachere Intubation und noch bessere Qualität stehen.

### NASAL SAFETY SILK

*Nasal Safety Silk ist speziell für die atraumatische Intubation entwickelt worden und der nasalen Anatomie optimal angepasst.*



**Art. Nr. 111782**  
Nasal, vorgeformt, 1 Auge (Murphy)  
Größen: I.D. 3,0-8,0 mm

### SUPER SAFETY SILK

*Super Safety Silk ermöglicht ein leichtes Einführen und ist speziell für die Langzeit-Intubation entwickelt worden.*



**Art. Nr. 112682**  
Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)  
Größen: I.D. 3,0-10,0 mm

### PEDI SAFETY SILK

*Pedi Safety Silk ohne Ballon eignet sich bestens für die Intubation von Kindern und Neugeborenen.*



**Art. Nr. 100480**  
Nasal/oral, kein Auge (Magill)  
Größen: I.D. 2,0-5,5 mm

LEBENSJAHR	TUBUS I.D.	SCHWARZE SPITZE
1.	2,0 - 3,5 mm	20 mm
2. - 5.	4,0 - 5,0 mm	30 / 40 mm
6. - 14.	5,5 mm	40 mm

LÄNGENANGABEN IN MM OHNE KONNEKTOR.

NASAL SAFETY SILK	Art. Nr. 1117 82	ART.GRÖSSE	I.D.	O.D.	BALLON Ø	LÄNGE	
		3,0	3,0	5,3	11,0	140	KINDER
		3,5	3,5	6,0	11,0	160	
		4,0	4,0	6,3	13,0	185	
		4,5	4,5	6,7	13,0	220	
		5,0	5,0	7,3	16,0	235	
		5,5	5,5	8,0	18,0	245	ERWACHSENE
		6,0	6,0	8,7	20,0	260	
		6,5	6,5	9,3	24,0	270	
		7,0	7,0	10,0	26,0	280	
		7,5	7,5	10,7	26,0	290	
		8,0	8,0	11,3	28,0	300	

- Für die nasale Intubation
- Thermosensitives weiches Material – Safety Silk Oberfläche
- Leichtes Einführen dank weicher atraumatischer Spitze
- Spitzenqualität für die Langzeit-Intubation
- Abdichtung mit Niederdruck-Cuff
- In Erwachsenen- und Kindergrößen lieferbar
- Durchgehende blaue Röntgenkontrastlinie
- Schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe
- Eingeklebter Konnektor
- Befüllungskanal dicht am Konnektor
- Optimale Länge zur Vermeidung selektiver Intubation
- Latexfrei und steril

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK./BOX.

LÄNGENANGABEN IN MM OHNE KONNEKTOR.

SUPER SAFETY SILK	Art. Nr. 1126 82	ART.GRÖSSE	I.D.	O.D.	BALLON Ø	LÄNGE	
		3,0	3,0	5,0	8,0	170	KINDER
		3,5	3,5	5,3	8,0	190	
		4,0	4,0	6,0	10,5	220	
		4,5	4,5	6,3	10,5	230	
		5,0	5,0	6,7	13,0	250	
		5,5	5,5	7,3	16,5	280	ERWACHSENE
		6,0	6,0	8,0	18,5	290	
		6,5	6,5	8,7	20,5	300	
		7,0	7,0	9,3	24,0	320	
		7,5	7,5	10,0	26,0	330	
		8,0	8,0	10,7	26,0	340	
		8,5	8,5	11,3	28,0	345	
		9,0	9,0	12,0	28,0	350	
		9,5	9,5	12,7	29,0	350	
		10,0	10,0	13,3	29,0	350	

- Safety Silk Oberfläche
- Leichtes Einführen dank weicher atraumatischer Spitze
- Spitzenqualität für die Langzeit-Intubation
- Abdichtung mit Niederdruck-Cuff
- In Erwachsenen- und Kindergrößen lieferbar
- Durchgehende blaue Röntgenkontrastlinie
- Schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe
- Eingeklebter Konnektor
- Befüllungskanal dicht am Konnektor
- Latexfrei und steril

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK./BOX.

LÄNGENANGABEN IN MM OHNE KONNEKTOR.

	I.D.	O.D.	SCHWARZE SPITZE	LÄNGE	
2,0	2,0	3,3	20	140	KINDER
2,5	2,5	4,0	20	160	
3,0	3,0	4,7	20	180	
3,5	3,5	5,3	20	200	
4,0	4,0	6,0	30	220	
4,5	4,5	6,7	30	240	ERWACHSENE
5,0	5,0	7,3	40	270	
5,5	5,5	8,0	40	280	

- Für die Langzeit-Intubation in der Pädiatrie
- Thermosensitives weiches Material – Safety Silk Oberfläche
- Leichtes Einführen dank weicher atraumatischer Spitze
- Durchgehende blaue Röntgenkontrastlinie
- Graduiert
- Halb aufgeschobener Konnektor
- Latexfrei und steril

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK./BOX.

BEI DER BESTELLUNG BITTE IMMER DIE ARTIKELNUMMER UND DIE GRÖSSE ANGEBEN.