



QuadraLite™

Anatomisch geformte Gesichtsmaske in 4 Größen



Anästhesie ▪ Anästhesie-Gesichtsmasken



QuadraLite™ Anästhesie-Masken



Transparentes Gehäuse

Gute Sicht auf den Patienten

Anatomische Form

Optimale Anpassung mit geringem Totraum

Weiche Abdichtung

Komfortabler, luftdichter Sitz mit flexibler Anpassung

Farbcodierung

Erleichtert Wahl der richtigen Größe und Anwendung mit anderen Intersurgical-Produkten


Innovatives Design von Intersurgical

QuadraLite Masken haben kein Kissen, doch ein innovativer Materialmix bietet höchste Flexibilität und Komfort. Das transparente Gehäuse ermöglicht eine gute Sicht auf den Patienten, das reduzierte Volumen bietet geringeren Totraum. Mit nur minimalem Druck lässt sich eine optimale Anpassung und Abdichtung für verschiedenste Gesichtsformen erreichen.



Vier Größen für alle Patienten

Die einzigartige anatomische Passform und die flexible Abdichtung ermöglichen eine Reduktion auf 4 Maskengrößen, während die traditionelle Maske mit Kissen oft 6 oder 7 Größen erfordert. QuadraLite bietet so eine Lösung für alle Patientenbedürfnisse bei geringerem Lagerplatzbedarf.



Die grüne, sichere Wahl

QuadraLite Masken gehören zu unserer stetig wachsenden, umweltfreundlichen Eco-Produktgruppe und sind komplett PVC- und phthalatfrei. Zur besseren Nachverfolgbarkeit ist die Seriennummer direkt in das Gehäuse der Maske eingraviert.





Größenhilfe zur Auswahl der passenden Maske

Patient	Alter	Gewicht (kg)	Traditionelle Maskengröße	QuadraLite™ Masken
Neonatal	Frühgeborene	<2	0	 ArtikelNr.: 7191000
	Reifgeborene	2–4		
Baby	3 Monate	6	1	 ArtikelNr.: 7192000
	6 Monate	8		
	9 Monate	9		
Kinder	1 Jahr	10	2	 ArtikelNr.: 7193000
	2 Jahre	12		
	3 Jahre	14		
	4 Jahre	16		
	5 Jahre	18		
Erw. klein	6 Jahre	20	3	 ArtikelNr.: 7194000
	7 Jahre	23		
	8 Jahre	26		
	9 Jahre	28		
	10 Jahre	32		
	11 Jahre	35		
	12 Jahre	39		
Erw. medium	13 Jahre	44	4	 ArtikelNr.: 7195000
	14 Jahre	50		
	15 Jahre	54		
	16 Jahre	58		
Erw. groß	16+ Jahre	60–120	5	 ArtikelNr.: 7196000
Erw. extragroß	16 + Jahre	>120	6	



Artikelnr.	Produkt	Gr.	VE	
7194000	QuadraLite Anästhesiemaske Erwachsene groß, mit Hakenring, Größe 4 (ersetzt konventionelle Maskengröße 5-6)	4	35	
7193000	QuadraLite Anästhesiemaske Erwachsene medium, mit Hakenring, Größe 3 (ersetzt konventionelle Maskengröße 3-5)	3	35	
7192000	QuadraLite Anästhesiemaske Erwachsene klein, mit Hakenring, Größe 2 (ersetzt konventionelle Maskengröße 2-3)	2	25	
7191000	QuadraLite Anästhesiemaske Baby & Kleinkind, Größe 1 (ersetzt konventionelle Maskengröße 0-1)	1	30	
7089000	Hakenring für QuadraLite Maske (nicht passend für Größe 0 und 1)		150	

Material mit geringerer Umweltbelastung

ISS.24 • Issue 3 06.14