

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Dräger hat die Produkteinstellung des **O2-Sensor S®** (REF 6850930) zum Ende 2020 angekündigt.
Ein Alternativprodukt ist uns nicht bekannt.

Ob Ihr Gerät betroffen ist, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

	Gerät	Gerät betroffen?	Umrüstung möglich?	Info
Monitoring	Dräger PM8030®	Nein		
	Dräger PM8040®	Nein		
	Dräger PM8050®	Ja	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger PM8060®	Ja	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger Infinity® Serie	Nein		
Narkosegeräte	Dräger Sulla®	Ja, mit PM8050, 8060	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger Trajan®	Ja, mit PM8050, 8060	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger Cato®	Ja	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger Cicero®	Ja	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger Julian®	Ja	Nein	
	Dräger Fabius® CE	Ja, mit PM8050, 8060	Ja	Umrüstung auf Mainstream O2-Messung möglich.
	Dräger Fabius® GS, Tiro, Plus, Plus XL	Nein		
	Dräger Primus®	Ja, ältere Geräte	Ja	Umrüstung auf paramagnetische Messung (PATO) möglich.
	Dräger Pallas®	Ja, ältere Geräte	Ja	Umrüstung auf paramagnetische Messung (PATO) möglich.

Die Gerätenamen sind eingetragene Warenzeichen von Dräger.

Die Übersicht ist nur eine unverbindliche Orientierung, ohne jede Gewähr. Haben Sie Fragen zur Umrüstung Ihres Gerätes nehmen Sie bitte per E-Mail mit uns Kontakt auf. Wir analysieren, welche Umrüslösungen für Ihren Arbeitsplatz verfügbar sind.