

SEHEN SIE DIE
VIDEOLARYNGOSKOPIE
AUS EINER NEUEN SICHT –
MCGRATH® MAC
VIDEOLARYNGOSKOP



Maximale Patientensicherheit
durch innovative Technologie

McGRATH® MAC

Videolaryngoskop

Ein neues Videoformat zur Reduzierung des toten Winkels

Vertikal ausgerichtete Optiken zeigen eine frühere Visualisierung des Tubus an, um durch Intubierung hervorgerufene Traumata zu vermeiden.

Video als Standard

Der 2,5" (ca. 6 cm) LCD-Monitor ermöglicht einen verbesserten anatomischen Überblick und eine klare Sicht auf die Stimmbänder und den Kehlkopfingang.

Robust

Das McGRATH® MAC wurde entwickelt, um selbst dem anspruchsvollsten klinischen Umfeld standzuhalten. Nach Industrienormen getestet.

Transportabel & einfache Handhabung

Die Technologie ermöglicht einfaches "switch & go". Durch die kompakte Größe und das kabellose Design können Sie es überall hin mitnehmen.

Für den direkten oder indirekten Einsatz

Der McGRATH® MAC kann als direktes oder indirektes Laryngoskop mit oder ohne Hilfe eines Stilettts verwendet werden.

Garantierte Sterilität

Infektionskontrolle wird durch steril verpackte Spateln und einen vollständig einlegbaren Griff zur intensiven Desinfektion erreicht.



McGRATH® MAC

Videolaryngoskop

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

McGRATH® MAC Griff

Größe:	180 mm x 68 mm x 110 mm
Gewicht:	200 g
Leistung:	3,6 V Lithium Akkupack (ca. 250 Minuten)
Lichtquelle:	Hochleistungs-LED
Anzeige:	2,5" (ca. 6 cm) LCD Farbanzeige
Kamera:	CMOS-Technologie
Schutz:	IPx7
Materialien:	Thermokunststoffe mit großer Haltbarkeit für medizinische Zwecke mit strukturierter Legierung. Gerät und Verpackung enthalten kein Latex.

McGRATH® MAC Einwegspateln

Spatel:	Größe 1, 2, 3 und 4 MAC X Blade Spatel für besonders schwierige Intubation
Material:	Optikpolymer für medizinische Zwecke
Verpackung:	Steril verpackt für den Einmalgebrauch

Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsnormen EN 60601-1 und EN 60601-1-2.

Die CE-Kennzeichnung weist darauf hin, dass die Anforderungen der vom Europäischen Rat ausgegebenen Richtlinie 93/42/EEC für medizinische Geräte erfüllt werden.



McGRATH® MAC

Videolaryngoskop

BESTELLINFORMATIONEN

REF	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VE
300-000-000	McGRATH® MAC Videolaryngoskop	–	1 Stück
340-000-000	McGRATH® MAC 3,6 V Batterie	–	1 Stück
350-072-000	McGRATH® MAC Spatel	1	50 Stück
350-017-000	McGRATH® MAC Spatel	2	50 Stück
350-005-000	McGRATH® MAC Spatel	3	50 Stück
350-013-000	McGRATH® MAC Spatel	4	50 Stück
X3-003-000	McGRATH® MAC Xblade™ – Spatel für besonders schwierige Intubationen	3	10 Stück



Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch
Deutschland
Tel. +49 2159-8149-0
Fax +49 2159-8149-100

Medtronic Österreich GmbH
Handelskai 94-96
1200 Wien
Österreich
Tel. +43 1 24044-0
Fax +43 1 24044-100

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
Schweiz
Tel. +41 31 868 01 00
Fax +41 31 868 01 98

ClimatePartner^o
klimaneutral
Druck | ID xxxxxx-xxxx-xxxx

[medtronic.com](https://www.medtronic.com)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.
© 2016 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic.
Andere Marken sind Eigentum eines Unternehmens von Medtronic. 805138 – 10/2016

Medtronic
Further, Together