

# Spritzenpumpen

## Space-Generation

### Perfusor® Space

Die Spritzenpumpe zur Applikation von Flüssigkeiten in der Infusionstherapie



- Exzellente Fördergenauigkeit und universell einsetzbar
- Vollautomatisches Antriebssystem für optimale Anlaufcharakteristika und einfache Bedienung während des Spritzenwechsels
- Verwendung aller gängigen Spritzengrößen (2 bis 50/60 ml Spritzen) mit einer Pumpe
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Intuitive Bedienerführung
- Dosisratenkalkulation, Initialbolusfunktion, Medikamentendatenbank
- Automatische Förderratenberechnung nach Eingabe eines Volumen- und Zeitlimits
- Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1789 und 13718-1 für den Einsatz im Rettungsdienst
- Unterschiedliche Therapiemöglichkeiten in einem System (z. B. TCI und PCA)

**Bitte beachten Sie auch unser Zubehör für den Perfusor® Space.**

| Perfusor® Space                          | HiMiV         | VE      | Art.-Nr. | PZN      |
|------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|
| Abmessung (B x H x T): 249 x 68 x 152 mm | 03.99.05.3003 | 1 Stück | 8713030  | 07120552 |
| Gewicht: ca. 1,4 kg                      |               |         |          |          |
| Defibrillationsgeschützt, Typ CF         |               |         |          |          |
| Schutzklasse II                          |               |         |          |          |
| Förderratenbereich: 0,01 - 999,9 ml/h    |               |         |          |          |
| Bolusgabe: 1 - 1800 ml/h                 |               |         |          |          |
| Förderratengenauigkeit: $\pm 2\%$        |               |         |          |          |