

Leitfaden zur Modulauswahl für ePM 10M und ePM 12M

In den Mindray ePM 10/12/12M Monitoren stehen 2 Modulsteckplätze zur Verfügung. Es können dort **nur** die folgenden Module installiert werden. Andere Module der BeneView und BeneVision Serie werden nicht erkannt.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

#	Parameter/Modul	Wasserfalle	Steckpl. „Slot/s“	REF
1	Artema® Sidestream CO2 Modul (M02D)	DRYLINE™ II	1	115-037385-00
2	Artema® Sidestream CO2 + O2 Modul	DRYLINE™ II	1	115-034095-00
3	Mainstream CO2 Modul		1	115-013200-00
4	Microstream® CO2 Modul		1	115-013201-00
5	IBP Modul (2-fach)		1	6800-30-50850
6	C.O. Modul (HZV/Thermodilution)		1	115-015238-00
7	BIS Modul		1	115-013194-00
8	Multi-Gas + Auto ID + CO2 + N2O + O2 + BIS	DRYLINE™ II	2	115-034111-00
9	Multi-Gas + Auto ID + CO2 + N2O + BIS	DRYLINE™ II	2	nicht verfügbar
10	Multi-Gas + Auto ID + CO2 + N2O + O2	DRYLINE™ II	2	115-034109-00
11	Multi-Gas + Auto ID + CO2 + N2O	DRYLINE™ II	2	nicht verfügbar
	Sidestream CO2 Modul (MR)	DRYLINE™	2	115-001696-00